



# Instant-View™

POINT-of-CARE testit

## Huumausainetestit



US patentoitu:  
7.052.651 B2  
0559 3845  
0529 170 S

**CE** US FDA **510(k)** OTC Cleared,  
CLIA Waived

Speed.  
Accuracy.  
Excellence.

- Jopa 14 huumetta voidaan testata samalla kerralla
- Nopeutta
- Tarkkuutta (yli 99.8%)
- Ylivertaisuutta
- State-of-the-Art Design



## Instant-View™ POINT-of-CARE testit

Virtsatestit

### Huumetestit

14 analyyttia samalla testillä Manipulointitestit Kontrollit

<u>Lyhenne</u>	<u>Analyytti</u>	<u>Herkkyys (ng/ml)</u>
AMP	Amfetamiini	1000
AMP300	Amfetamiini	300
BAR	Barbituraatit	200
BZD	Bentsodiatsepiini	300
BUP	Buprenorfiini	10
COC	Kokaiini	300
COC150	Kokaiini	150
MET	Metamfetamiini	1000
MET300	Metamfetamiini	300
METS00	Metamfetamiini	500
MOR	Morfiini / Opiaatit	2000
MOR/300	Morfiini / Opiaatit	300
MTD	Metadoni	300
OXY	Oksikodoni	300
OXY100	Oksikodoni	100
PCP	Fensyklidiini	25
PPX	(Dekstro)propoksifeeni	300
TCA	Trisykliset antidepressantit	1000
THC	Marihuana	50
XTC	Ekstaasi/ MDMA	500
EDDP	Metadonin metaboliitti	100
FTL	Fentanyyli	200
K2	Synteettinen Marihuana	50
KET	Ketamiini	1000
TRA	Tramadoli	200

### Testimuodot

- Kasto-, kasetti- tai kuppitesti
- Yksittäistestit ja moniainetestit

### Testit rekisteröity:

- CLIA Waived
- USFDA Professional /OTC
- 510(k) Cleared
- CE merkitty



Alfa Scientific Designs, Inc. 13200 Gregg Street, Poway, CA 92064—USA

[www.alfascientific.com](http://www.alfascientific.com)

[info@alfascientific.com](mailto:info@alfascientific.com)