

Taulukko 2.

Toteamisajat

Allaolevassa taulukossa on testityypin mukaan järjestettyjä, likimääräisiä arvioita siitä, kuinka kauan mikäkin aine on havaittavissa.^[1]

Havaitsemisen aikaikkuna riippuu useista tekijöistä: aineen luokasta, käyttömäärästä, käyttötiheydestä, aineenvaihdunnan nopeudesta, painosta, iästä, terveydentilasta ja virtsan pH-arvosta. Taulukkoon on listattu myös aineiden aineenvaihduntatuotteiden paikannusajat. Esimerkiksi heroini ja kokaiini näkyvät käytön jälkeen vain muutaman tunnin ajan, kun taas niiden aineenvaihduntatuotteet näkyvät useita vuorokausia. Tässä tapauksessa on esitetty aineenvaihduntatuotteiden pidemmät toteamisajat.

Sylkitestien tulokset vastaavat pitkälti verinäytteiden tuloksia. Poikkeuksena ovat THC ja bentsodiatsepiinit. Kannabiksen näyttö näkyy sylkitesteissä 6–12 tunnin ajan. Alhainen sylki/plasma-suhde tuottaa ongelmia mainittujen aineiden havaitsemisessa syljen kautta.^[2]

Likimääräiset toteamisajat			
Aine	Virtsa	Karvat	Veri / Sylki
Alkoholi	6–24 tuntia ^[3] Huom: Alkoholitesteissä saatetaan mitata etyylioglukuronidia (EtG) joka saattaa näkyä virtsassa jopa 80 tunnin ajan	enintään 1 kuukausi ^[4]	12–24 tuntia
Amfetamiinit (poislukien metamfetamiini)	1–5 päivää ^[5]	enintään 1 vuosi ^[4]	12 tuntia
Metamfetamiini	3–5 päivää ^[6]	enintään 1 vuosi ^[4]	1–3 päivää ^[6]
MDMA (Ekstaasi)	72 tuntia	enintään 1 vuosi ^[4]	24 tuntia
Barbituraatit (poislukien fenobarbitaali)	1 päivä	enintään 90 päivää	1–2 päivää
Fenobarbitaali	2–3 viikkoa ^[7]	enintään 90 päivää	4–7 päivää

Bentsodiatsepiinit	Lyhytaikaisessa käytössä: Enintään 14 päivää, yli vuoden jatkunut lääkitys tai pitkään jatkunut väärinkäyttö: 2–6 viikkoa	enintään 90 päivää	12 - 72 tuntia
Kannabis	2–7 päivää. Henkilöillä, joiden kehon rasvapitoisuus on korkea: 30 päivää. ^[8] Runsaan ja pitkäaikaisen käytön jälkeen 1-2 kk.	enintään 1 vuosi ^[4]	veressä 2–3 päivää, runsaasti käyttäneillä jopa 2 viikkoa ^[9] Testien tulos riippuu siitä, testataanko suoraan THC:a vai sen hajoamistuotteita, jälkimmäisen toteamisaikojen ollessa huomattavasti edellistä pidemmät. Useimmissa tapauksissa THC on havaittavissa syljen kautta vain 2–24 tunnin ajan.
Kokaiini	2–5 päivää; tietyt munuaissairaukset voivat aiheuttaa poikkeuksia	enintään 1 vuosi ^[4]	2–5 päivää
Kodeiini	2–3 päivää	enintään 1 vuosi ^[4]	
Kotiniini (nikotiinin hajoamistuote)	2–4 päivää	enintään 90 päivää	2–4 päivää
Morfiini	2–4 päivää	enintään 1 vuosi ^[4]	1–3 päivää
Heroiini	1–4 päivää ^[9]	enintään 1 vuosi ^[4]	1–2 päivää
LSD	12–24 tuntia	Ei havaittavissa	2–4 päivää
Metadoni	3 päivää	enintään 1 vuosi ^[4]	24 tuntia
PCP	Yksittäisellä käyttökerralla 3–7 päivää; kroonisilla käyttäjillä enintään 30 päivää ^[10]	enintään 90 päivää	

Viitteet

1. "Drugs of Abuse Reference Guide," *LabCorp Inc*, Retrieved online April 11, 2007.
2. U.S. Department of Transportation: National Highway Traffic Safety Administration (DOT HS 810 704). *Pilot Test of New Roadside Survey Methodology for Impaired Driving*. January, 2007.
3. Erowid Alcohol Vault : Drug Testing. Erowid.org. Retrieved on August 7, 2011.
4. nal vo minden : laboratorio palvelut. nal-vonminden.com. Retrieved on May 30, 2013.
5. Erowid Amphetamine Vault : Drug Testing. Erowid.org. Retrieved on August 7, 2011.
6. Erowid Methamphetamine Vault : Drug Testing. Erowid.org. Retrieved on August 7, 2011.
7. Erowid Barbiturates Vault : Drug Testing. Erowid.org. Retrieved on August 7, 2011.
8. Erowid Cannabis (Marijuana) Vault : Drug Testing. Erowid.org (2010-02-28). Retrieved on August 7, 2011.
9. Erowid Opiates Vault : Drug Testing. Erowid.org. Retrieved on August 7, 2011.
10. Erowid PCP Vault : Drug Testing. Erowid.org (2009-11-03). Retrieved on August 7, 2011.